

Produktdatenblatt

miro-pretape



Zweckbestimmung:
dünne, elastische und atmungsaktive Schaumstoffbinde als Hautschutz und als Polstermaterial, zur Anwendung auf intakter Haut

Anwendung durch:
medizinisches Fachpersonal
Risikoklasse:
Klasse I/unsteril - Anhang: VIII - Regel: 1
Haltbarkeit:
60 Monate

Produktbeschreibung:
Die hauchdünne, offenporige PU-Schaumbinde eignet sich ideal als hautfreundliche Unterlage bei Tapeverbänden, Sportbandagen und medizinischen Fixierungen. Durch ihre hohe Flexibilität legt sie sich faltenfrei an jede Körperkontur an und sorgt für angenehmen Tragekomfort, ohne die Beweglichkeit einzuschränken. Die offenporige Struktur gewährleistet eine hervorragende Luft- und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit, wodurch Wärmestau und Hautirritationen zuverlässig vermieden werden. Dank ihrer weichen, anschmiegsamen Oberfläche schützt die Binde die Haut effektiv vor Reibung und Druckstellen – sowohl im sportlichen Einsatz als auch in physiotherapeutischen oder klinischen Anwendungen. Sie lässt sich leicht in Längs- und Querrichtung reißen, schnell anlegen und rückstandsfrei entfernen. Damit ist die Binde ein vielseitiges, komfortables und praktisches Hilfsmittel für alle Situationen, in denen die Haut geschont und gleichzeitig ein sicherer Halt gewährleistet werden muss.
Länge: gedehnt - Bindenden sind geschnitten.

- Indikation:**
- Hautschutz unter funktionellen Tape-Verbänden (Sport- und Kinesiotapes)
 - Unterpolsterung bei Stütz- und Kompressionsverbänden
 - Unterlage bei Bandagierungen im Sportbereich, um Reibung zu reduzieren
 - Schutz der Haut vor Druckstellen bei längeren oder eng anliegenden Verbänden
 - Fixierung und Hautschutz bei der Anwendung von Kalt-/Warmkompressen
 - Unterlage bei Orthesen, Schienen oder temporären immobilisierenden Verbänden
 - Verwendung in der Physiotherapie zur Polsterung bei Bewegungstechniken oder Hilfsmittelanwendungen
 - Prävention von Hautirritationen bei häufiger Verbandanlage
 - Hautschonende Fixierung bei empfindlicher Haut
 - Einsatz als Schutzschicht bei sportlichen Belastungen zur Reduktion von Scheuerstellen

Art-N°	Länge	Breite	GTIN	PZN	VE
72750	27,00m	7,00cm	04044044002008	20547404	10 Stück

Basic UDI für miro-pretape: 40440440024FS - SRN: DE-MF-000005970

miro

miro Verbandstoffe GmbH
In den Wiesen 3
51674 Wiehl
Germany

Tel. 02262 7248-0
Fax: 02262 7248-48
E-Mail: info@miro-verbandstoffe.de
Webseite: www.miro-verbandstoffe.com

Ausgabestand: 17.02.2026

