



Bestellung per Fax an: 02262 7175-263

GynoGrip

NEU

Elastische Kompressionsbandage
Fertigbandage für Gynäkologie und Senologie



Anwendungsbeispiel

Der GynoGrip Fertigverband besteht aus einem latexfreien dauerelastischen Kompressions Schlauchverband und ist in 2 Größen erhältlich. NEU: GynoGrip ist bei 30° waschbar. Die Schnittenden sind eingeschlagen und vernäht und somit wird ein Ausfransen der Enden verhindert. Der Verband kann sofort und einfach angelegt werden. Der Kompressionseffekt kann durch die Wahl der Größe verstärkt werden.

Anwendungsgebiete:

- Als Verband zur Entlastung und Stützung der Muskulatur z.B. im Abdomenbereich. Besonders geeignet während der Schwangerschaft. Optimal zum Fixieren der Sensoren bei CTG-Untersuchungen.
- Zur Fixierung nach Eingriffen im Brustbereich (um den primären Verband und/oder die Brüste sicher zu fixieren).

Bestellinformationen:

Größe / Umfang	Art-N°	PZN	VE	Preis	Bestellmenge
miro-gynogrip Gr. 1 • 40cm x 32cm	91020	PZN folgt	25 St.	165,55€	
miro-gynogrip Gr. 2 • 40cm x 36cm	91021	PZN folgt	25 St.	185,45€	

Zahlungsbedingung: 10 Tage, netto
Lieferbedingung: frei Haus

Bestellung von (Stempel)

Datum / Unterschrift